



Видеопроцессор EPK-i5000

Управляйте функциями i-scan быстро и удобно

PENTAX
MEDICAL



MEDTRADE
www.cmtrade.ru



Видеопроцессор HD+, отвечающий вашим требованиям

Видеопроцессор ПЕНТАКС ЕРК-і5000 является идеальным прибором для пользователей, которые хотели бы совмещать в своей ежедневной клинической практике стандартные функции с возможностями передовых технологий обработки изображения. Этот видеопроцессор предлагает превосходную освещенность в сочетании с уникальным качеством HD+. Он также отличается наличием встроенной инновационной технологии обработки изображения i-scan, которая обеспечивает удивительную точность при оценке поверхностных структур.

i-scan видеопроцессора ЕРК-і5000 имеет 3 основных предустановленных профиля, которые выбираются простым нажатием кнопки. Таким образом, в Вашем распоряжении оказывается доступная технология, отвечающая всем Вашим требованиям для проведения передового исследования.

Видеопроцессор **ЕРК-і5000**

HD+ видео*	SXGA (оригинальный) через DVI-D, VGA
Стандартные видеовыходы	RGB, Y/C, Композитный
Интерфейс пользователя	Панель управления, клавиатура
i-scan виртуальная хромоэндоскопия	Быстрый доступ при помощи кнопок i-scan 1, 2, 3
Источник света	300W Ксеноновый
Габариты (Ш x В x Г / вес)	400 x 205 x 480 мм / 21 кг

* изображение качества HD+ доступно только в сочетании с эндоскопами серии 90i